


Le TRACETIK



- La face avant et les cotés sont transparents afin de visualiser le stockage des étiquettes.
- La face arrière cartonnée permet de noter les informations utiles :
N° de boîte, dates de la période concernée et N° de la semaine.

- La boîte **Tracetik** doit être conservée pendant une durée minimum de 4 semaines* à compter de la date de dernière consommation des produits concernés.

* Sauf avis différent des services de contrôle ou en cas de procédures internes particulières.




Face arrière cartonnée

- Elle est équipée d'une fente avec volet, type boîte aux lettres, permettant d'introduire les étiquettes à l'intérieur sans pouvoir les ressortir. Lors d'une opération de vérification le service de contrôle découpera la boîte **Tracetik** pour récupérer les étiquettes concernées.

Référence	Dimensions en mm.	Conditionnement
TRK014	335 x 200 x 53	Carton de 4 boîtes

- Le support boîtes **Tracetik** permet de suspendre 4 boîtes référence TRK 014.
- Il vous assure une rotation et une classification automatique de vos boîtes de conservation d'étiquettes.
- Le support peut être fixé facilement sur toute cloison grâce aux 2 chevilles et aux 2 vis inox fournies.



Le support TRK020.

Référence	Dimensions en mm.	Conditionnement
TRK020	275 x 80 x 60	A l'unité