

PROGERME 3D LINGE

DÉSINFECTANT DÉSODORISANT DU LINGE

Version n°5.2 applicable le 09/02/2017

APPLICATIONS

PROGERME 3D LINGE est un désinfectant parfumé particulièrement recommandé pour la désinfection du linge. Il trouve son application dans les crèches, centres de soins, maisons de retraite, cliniques, hôpitaux, cuisines, restaurants, et tous milieux industriels.

S'utilise en trempage ou directement en machine dans le compartiment assouplissant.

CONSEILS D'UTILISATION

Lavage manuel : Doser 15ml par litre d'eau tiède.

Lavage en machine : Ajouter PROGERME 3D LINGE à votre eau de rinçage (compartiment assouplissant) à raison de 15ml par litre d'eau .

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

Biodégradabilité : contient exclusivement des tensioactifs et agents de surface conforme au règlement (CE) 648/2004.

Aspect : Liquide limpide

Couleur : Jaune léger

Parfum : Verveine

pH : $7,4 \pm 0,5$

Densité : $1,00 \pm 0,01\text{g/cm}^3$

CONDITIONNEMENT

Carton de: 4x5L

Palette de: 36 cartons

RÉGLEMENTATION

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

Utilisez les biocides avec précautions.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

DLUO : 1 an

Usage strictement professionnel.

Activité	Dilution	Temps de contact	Normes	Souches
bactéricide	1.5%.	5 mn	EN 1276(en condition de saleté)	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i> , <i>Escherichia coli</i>
Substances actives biocides: Chlorure de didécyldiméthylammonium CAS n°7173-51-5= 0.7%(m/m), Chlorure d'alkyl diméthyl benzyl ammonium CAS n°68391-01-5: 0.52% (m/m) et 2-Propanol CAS n°67-63-0= 1.5%(m/m). TP2 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux.				

Pour toutes les informations concernant les précautions d'usage et de sécurité, veuillez-vous reporter à la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande en application du décret 87-200 du 25/03/87.

Ne pas transvaser dans un autre récipient sans y reproduire l'étiquetage hygiène et sécurité.