

Le meilleur de la technologie SICO

KING
PARFUM
DE

Appareil diffuseur
& cartouches

Réf: **A10414**

Recharge diffuseur bactéricide 250 ML

Conforme à la norme EN 1040

Réservé aux professionnels.

Activité bactéricide et bactériostatique : détruit les bactéries et germes pathogènes à gram positif et négatif et empêche leur multiplication.

Détruit le *Pseudomonas aeruginosa* et le *Staphylococcus aureus*,

Son efficacité a également été prouvée sur le colibacille, l'entérocoque et le mycobactérium smegmatis grâce à la norme NF T72-150 antérieure.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

CONDITIONNEMENT

Boîtier fer, diamètre 65 mm/hauteur 99 mm

Volume nominal : 335 ml/Volume net : 250 ml.

Carton de 6 unités.



MODE D'EMPLOI

Automatiquement avec un diffuseur, selon mode d'emploi de l'appareil.

Cet aérosol permet 3000 pulvérisations environ

APPLICATION

Spécialement conçu pour la désinfection en milieu hospitalier, il convient aux chambres de malades, salles d'eau... Il peut être utilisé dans les cliniques, les écoles, maisons de retraite, les chambres d'hôtels, les crèches, les bureaux, les lieux publics, les ambulances... Il assure une désinfection totale des surfaces, sanitaires, sièges WC, poignées de portes, lits d'examen, téléphones, etc...



www.sico.net

sico.commercial@sico.net

+33 (0)4 76 50 85 50



S.I.C.O. S.A.

société industrielle de conditionnement optimisé

SARL AU CAPITAL DE 2 700 000 EUROS - R.C. GRENOBLE 57 B 150 - C.C.P. GRENOBLE 48946 K - SIRET 697 320 539 00045 - APE 8292 Z - N° TVA CEE : FR 71 697 320 539