

# SANOGERME 3D PÊCHE BLANCHE

**DÉTERGENT DÉSINFECTANT DÉSODORISANT**

Version n° 7.1 applicable le 06/02/2017

## APPLICATIONS

SANOGERME 3D est un détergent bactéricide et fongicide parfumé destiné à l'entretien et la désinfection des surfaces et du matériel non médical. SANOGERME 3D est utilisable sur toutes surfaces, y compris les sols protégés par une émulsion métallisante, ainsi que les parquets et sols en terres cuites.

## CONSEILS D'UTILISATION

Dilution : De 5 à 35 ml par litre d'eau.

Appliquer SANOGERME 3D à l'aide d'une microfibre ou d'un balai à plat, après l'avoir dilué dans de l'eau tiède. Ne pas rincer, sauf en cas d'utilisation pour la désinfection de jouets ou de matériels pouvant être portés à la bouche par des enfants.

## PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

Biodégradabilité : contient exclusivement des tensioactifs et agents de surface conforme au règlement (CE) 648/2004

Aspect : Liquide Limpide

pH à :  $9.5 \pm 0,5$

Couleur : Jaune clair

Densité:  $0.99 \pm 0,01\text{g/cm}^3$

Parfum : Pêche blanche (existe aussi parfum Verveine)

## CONDITIONNEMENT

Carton de : 12x1L doseur

Palette de: 36 cartons

## RÉGLEMENTATION

**Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.**

**Utilisez les biocides avec précautions.**

**Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.**

Produit biocide TP2 : Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux.

DLUO : 1 an

Usage strictement professionnel.

| Activité                                                                                                                                       | Dilution | Temps de contact | Normes                           | Souches                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>bactéricide</b>                                                                                                                             | 0.5%     | 5mn              | EN 1276<br>(condition de saleté) | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> ,<br><i>Enterococcus hirae</i> , <i>Escherichia coli</i> |
| <b>fongicide</b>                                                                                                                               | 3.5%     | 15mn             | EN 1650<br>(condition de saleté) | <i>Candida albicans</i> & <i>Aspergillus niger</i>                                                                    |
| Substances actives biocides TP2 : Chlorure de didécyldiméthylammonium CAS n°7173-51-5: 3,50% (m/m) et<br>2-propanol CAS n°67-63-0 :3.99% (m/m) |          |                  |                                  |                                                                                                                       |

Pour toutes les informations concernant les précautions d'usage et de sécurité, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande en application du décret 87-200 du 25/03/87. Ne pas transvaser dans un autre récipient sans y reproduire l'étiquetage hygiène et sécurité.

